



# Marker cutanei Bolus

**BEEKLEY MEDICAL®**  
*when your diagnosis must be right®*

## SPOTS-METALLIC SKIN MARKERS

Pellets e filamenti metallici (no piombo) che si evidenziano facilmente nelle immagini.

Pellets disponibili in due differenti formati sferici.



**BEEKLEY MEDICAL®**  
*when your diagnosis must be right®*

## CT-SPOTS ARTIFACT-FREE LINE

Filamento non metallico facilmente visibile in CT.  
Nessuna generazione di artefatti per una più facile e accurata pianificazione del trattamento.  
2 mm costanti di sezione adatti alla definizione di grandi aree.  
Adesivo di grado medicale, latex-free e filamento flessibile per definire facilmente gli angoli.



**BEEKLEY MEDICAL®**  
*when your diagnosis must be right®*

## POINT-GUARDS

### PROTEZIONE DI TATUAGGI TEMPORANEI

Nessuna necessità di tagliare, nessuno spreco.

Miglior comfort del paziente, assenza di irritazione della cute.

Lunga durata, fino a 4 settimane con normali cicli di igiene personale.



# MAMMOGRAFIA

Aumenta l'acquisizione dei tessuti, immobilizzazione dei seni, evita che si attacchi e migliora la soddisfazione del paziente.



# MAMMOGRAFIA


Consigliato per ridurre il sanguinamento, lividi, dolore e infiammazione dopo biopsie al seno minimamente invasive.





## ORTHO-SPOTS PACKETS

Fornisce un preciso punto di riferimento su ogni sequenza in ortopedia RM.



Ortho-SPOTS di piccole dimensioni, Marcatori di Pelle a basso profilo e identifica chiaramente le aree di interesse



## CRADLES® NEEDLE LOCALIZATION WIRE PROTECTORS

12 "x 4" copertura traslucida  
con bordo adesivo

monouso, coperture chiare  
per proteggere e stabilizzare il  
filo di localizzazione dell'ago



# CORETAINER® SPECIMEN IMAGE AND TRANSPORT CONTAINER

0,5 di diametro "

cinque compartimenti  
separati

per la separazione, e  
trasporto di campioni di base  
dell'ago





## **BOLUS CON PELLE E SENZA PELLE**

DISPONIBILE IN DIVERSI SPESSORI E  
DIMENSIONI





**D.D.E. Dynamic Devices Europe Srl**

**Sede Operativa: Via Tonale n. 5 – 20021 Baranzate MI**

**Sede Legale: Via C. A. Ottaviano n. 6 – 20015 Parabiago MI**

**Ufficio Segreteria: tel. 0238202015 – tel. 0230062006**

**mail: [segreteria@ddeitalia.it](mailto:segreteria@ddeitalia.it)**

**Ufficio Amministrativo: tel. 0238205963 – fax 0238205963**

**Mail: [amministrazione@ddeitalia.it](mailto:amministrazione@ddeitalia.it)**

**Ufficio Commerciale: tel. 0230062006 – cell. 3349804344**

**Mail: [commerciale@ddeitalia.it](mailto:commerciale@ddeitalia.it)**